

High Density Spin Medium 500 ml (1.1 g/ml)

Order No.:60-01103-12



Descrizione

Densità Diluent Medium è un mezzo pronto all'uso, sterile per la preparazione di diverse soluzioni di lavoro di densità per l'arricchimento di cellule, batteri e altre particelle. Le soluzioni di lavoro possono essere preparate mediante la diluizione di Spin Medium ad alta densità con Diluent Medium ad alta densità.

Additional Information

Dimensione	500 ml
Tempi di consegna	1-2
Condizioni di spedizione	Temperatura ambiente
Condizione di conservazione	Temperatura ambiente, proteggere dalla luce
Dichiarazione di regolamentazione	Solo per uso di ricerca. Non per l'uso in procedure diagnostiche.
Gamma di ph	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.