

Leuko Spin Medium (100 ml)

Order No.:60-00091-10



概要

Leuko Spinは、新鮮なヒト末梢血またはバフィーコートから高収率で全白血球を分離するための無菌ですぐに使える密度培地です。単核および多形核（多葉核）細胞は、Leuko Spin培地を用いた1ステップの密度勾配遠心分離により濃縮することができます。二重勾配遠心分離におけるPBMCスピンの組み合わせにより、高収率・高純度で顆粒球とPBMCをワンステップで分離・分離することが可能です。濃縮された細胞は、MACS (磁気活性化細胞ソーティング、Miltenyi Biotec GmbH の商標) や幹細胞研究などの幅広い下流アプリケーションに使用できます。

Additional Information

大きさ	100 ml
納期	1-2
保管状態	室温、光から保護
きせいぶん	研究用としてのみ使用してください。診断手順での使用のためではありません。
フォーンレンジ	6.8 - 7.4

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.