

PLT Spin Medium (100 ml)

Order No.:60-00094-10



概要

PLT スピン メディウムは、シングル ステップの遠心分離によって新鮮なヒト末梢血から高収率で血小板を分離するための、すぐに使用できる滅菌密度の高いメディウムです。

Additional Information

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 大きさ | 100 ml |
| 納期 | 1-2 |
| 保管状態 | 室温、光から保護 |
| きせいぶん | 研究用としてのみ使用してください。診断手順での使用のためではありません。 |
| フォーレンジ | 6.8 - 7.4 |

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.