

## Syringe Strainer 30 µm (12 pcs., sterile)

**Order No.:**43-71030-51



### 概要

Sieving or filtration device for large quantities to exclude or concentrate particles from liquids. The strainer can be connected to a syringe or a tube via the screw cap with a Luer-Lock adaptor which works under positive or negative pressure.

### Additional Information

メッシュサイズ	30 µm
変化	12 pcs sterile
大きさ	12 pcs.
フローコントロール	はい
ハウジング材	LD-PE (低密度ポリエチレン)
Mesh Type	woven
不妊症	無菌状態
うんぱんじょうたい	室温
保管状態	室温
きせいぶん	For research use only. Not for use in diagnostic procedures.

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.