

Syringe Strainer 40 µm (12 pcs., sterile)



Order No.:43-71040-51

概要

Sieving or filtration device for large quantities to exclude or concentrate particles from liquids. The strainer can be connected to a syringe or a tube via the screw cap with a Luer-Lock adaptor which works under positive or negative pressure.

Additional Information

メッシュサイズ	40 µm
変化	12 pcs sterile
大きさ	12 pcs.
フローコントロール	はい
ハウジング材	LD-PE (低密度ポリエチレン)
Mesh Type	woven
不妊症	無菌状態
うんぱんじょうたい	室温
保管状態	室温
きせいぶん	For research use only. Not for use in diagnostic procedures.

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.