

Syringe Strainer 500 µm (12 pcs., sterile)

Order No.:43-71500-51



概要

Sieving or filtration device for large quantities to exclude or concentrate particles from liquids. The strainer can be connected to a syringe or a tube via the screw cap with a Luer-Lock adaptor which works under positive or negative pressure.

Additional Information

| | |
|-----------|--|
| メッシュサイズ | 500 µm |
| 変化 | 12 pcs sterile |
| 大きさ | 12 pcs. |
| フローコントロール | はい |
| ハウジング材 | LD-PE (低密度ポリエチレン) |
| Mesh Type | woven |
| 不妊症 | 無菌状態 |
| うんぱんじょうたい | 室温 |
| 保管状態 | 室温 |
| きせいぶん | For research use only. Not for use in diagnostic procedures. |

Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.