

## Monocytes Spin Medium





**Order No.**
**Size**

Order No.	Size
60-00095-10	100 ml
60-00095-11	250 ml
60-00095-12	500 ml

### 概要

単球スピン培地は、新鮮な末梢血や Buffy Coat から単球を高収率で濃縮するための、すぐに使える無菌密度培地です。サンプルにもよりますが、60～80%の純度が得られます。Monocytes Spin は、ビーズを介した単球濃縮に代わる穏やかな方法で、特に細胞培養や分化などの下流のアプリケーションに適しています。

### Additional Information

納期	1-2
サンプル材料	Whole Blood, PBMC, Buffy Coat, Cord Blood, Bone Marrow, Primary Cell Solution
保管状態	室温、光から保護
きせいぶん	研究用としてのみ使用してください。診断手順での使用のためではありません。
フォーレンジ	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or therapeutic use.