

## High Density Spin Medium 500 ml (1.1 g/ml)

**Order No.:**60-01103-12



### 概要

密度希釈培地は、細胞、細菌、その他の粒子を濃縮するための異なる密度の作業溶液を調製するための、すぐに使用できる滅菌培地です。作業溶液は、高密度スピン培地を密度希釈培地で希釈して調製することができます。

### Additional Information

大きさ	500 ml
納期	1-2
うんぱんじょうたい	室温
保管状態	室温、光から保護
きせいぶん	研究用としてのみ使用してください。診断手順での使用のためではありません。
フォーレンジ	6.8 - 7.4

### Warning and Limitations

This product is for research and development only, not for diagnostic or theurapeutic use.